

Die innovative Treppensteighilfe.

TOPRO
STEP

zu Hause
Aktiv & Sicher
Treppen steigen

mechanisch und
für praktisch alle
Treppenarten

Bis zu
4.180€
Zuschuss bei
Pflegegrad*

*Besteht ein Pflegegrad ist es möglich, einen Zuschuss von bis zu 4.180€ bei Ihrer Pflegekasse zu beantragen. Wir unterstützen Sie gern bei der Antragstellung

made in Norway



“

*Seit ich den TOPRO Step habe,
fürchte ich mich nicht mehr,
die Treppe zu gehen.*

Otto (68),
nutzt TOPRO Step seit 2016

*Das ist ein Unterschied
wie Tag und Nacht, da ich
weiterhin aktiv bleibe.*

Günther (95),
nutzt TOPRO Step seit 2017



Bleiben Sie **Aktiv** und **Selbstständig**

Für viele Menschen ist die Treppe eine Herausforderung oder Barriere im Alltag, jedoch ist die Treppe auch ein **effektives Werkzeug**, um sich in ihrem **Zuhause aktiv** in Bewegung zu halten. Die Folgen eines Treppensturzes können schwerwiegend sein und viele weigern sich daher Treppen zu gehen, besonders Alleinstehende. Jedes Jahr werden rund 600.000 Menschen in Deutschland aufgrund von Treppenstürzen medizinisch versorgt.

... mit der innovativen Treppensteighilfe

TOPRO Step ist eine **neuartige, mechanische Treppensteighilfe** aus Norwegen. TOPRO Step besteht aus einem Handlauf und einem Griff, der entlang des Handlaufs geschoben wird. Bei Schwindel oder Instabilität der Beine unterstützt Sie der Handgriff, bis die nächste Stufe sicher betreten werden kann. TOPRO Step bietet die extra **Stütze und Sicherheit**, die benötigt wird, damit Sie die Treppe weiterhin selbstständig nutzen können.

TOPRO Step benötigt außerdem **keinen Stromanschluss** und ist für praktisch **alle Treppenarten** und auch für besonders schmale Treppen (min. 60 cm) geeignet.

120 kg
maximales Nutzergewicht



Nachhaltig
Hochwertige Materialien,
produziert mit 100% Wasserkraft



120–200 cm
empfohlene Körpergröße



Modulsystem
Die TOPRO Step Module werden bei Ihnen vor Ort individuell angepasst.



Ein Handgriff mit vielen Möglichkeiten...

TOPRO Step wird entsprechend Ihrer Körpergröße und Ihrem individuellen Bedarf installiert. Der Handgriff von TOPRO Step ist **ergonomisch geformt**, bietet **zwei Griffhöhen** und kann zum Greifen problemlos mit dem Handlauf kombiniert werden – so findet sich für jeden die passende Position. Testen Sie es und entdecken Sie Ihren Favoriten.



Eine Hand

TOPRO Step kann problemlos mit einer Hand benutzt werden, entweder mit links oder rechts, sowohl aufwärts als auch abwärts.



Kombinieren Sie Handgriff und Handlauf

Benutzen Sie den Handlauf für mehr Stütze und Sicherheit, wenn Sie den Handgriff vor sich her schieben.



Greifen Sie den vertikalen Teil des Handgriffs

Beim Heruntergehen der Treppe bevorzugen einige es, den vertikalen Teil des Handgriffs zu nutzen.



... und praktischen Funktionen

Der Handgriff ist bei Nichtgebrauch **problemlos einklappbar**. So nimmt TOPRO Step auf der Treppe keinen unnötigen Platz ein und ist für andere nicht im Weg. Drücken Sie einfach den orangefarbenen Knopf zusammen mit der Außenseite des Handgriffs nach oben. Der Handgriff kann aus Sicherheitsgründen nur aufwärts eingeklappt werden.




Einklappbares Leichtgewicht

Der TOPRO Step Handgriff ist einklappbar und **wiegt nur 1,3kg** somit ist er nicht viel schwerer zu nutzen als ein Rollator.



Der Knopf zum Klappen





Taschenhaken

Die separat erhältlichen Taschenhaken bieten an beiden Seiten eine Möglichkeit, um Taschen, Jacken u.v.m. mitzunehmen. (nicht in der Grundausstattung enthalten)

TOPRO Step – auch für meine Treppe?

Das System TOPRO Step besteht aus einem Handlauf und einem Griff, der am Handlauf entlang geschoben wird. Der **Handlauf aus Einzelmodulen** kann dabei in Länge und Form an fast **jede Treppenform** angepasst werden, unabhängig von der Beschaffenheit der Wände oder den Treppenenden. Auch im Außenbereich ist der TOPRO Step einsetzbar.

Der TOPRO Step benötigt **keinen Stromanschluss**, **keine Baugenehmigung** und keinen Eingriff in die Bausubstanz. TOPRO Step ist nicht nur für Innenräume, sondern auch für überdachte Außenbereiche geeignet.



Geringe Einbautiefe


Der Handlauf steht nur 10 cm von der Wand ab und der eingeklappte Handgriff auch nur etwa 17 cm.



nachher



nachher



nachher



vorher

Lassen Sie sich von unseren Installationsbeispielen inspirieren ...

Effektives Treppen- training

TOPRO Step eignet sich perfekt fürs Treppentraining, ob in **medizinischen Einrichtungen, Rehaszentren** oder **im eigenen Zuhause**. Der Handgriff kann hierbei hinter dem Anwender her geschoben werden – die Sturzgefahr wird verhindert und man kann sich besser darauf konzentrieren, den Anwender auf der Treppe anzuleiten und zu unterstützen.

Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung, beispielsweise nach einem Sturz oder Verletzung, trainieren, können mit TOPRO Step mehr Aktivität und Training in ihren Alltag bringen. TOPRO Step wird u. a. bei vielen Schlaganfallpatienten installiert, die so **früher mit dem Treppensteigen beginnen** können und nicht von Pflegepersonal abhängig sind.



Genutzt von **Groß** und **Klein**



TOPRO Step eignet sich für Nutzer jeden Alters.

Senioren, Kinder, Schlaganfallpatienten, Menschen, die einen Sturz erlebt haben, an neurologischen Erkrankungen oder Krebs leiden – alle Nutzer haben eins gemeinsam: Sie benötigen etwas Unterstützung und Sicherheit, um weiterhin selbstständig Treppen steigen zu können.





Vertrieb:



TOPRO GmbH
Torellstraße 1
10243 Berlin

Telefon +49 (0) 8141 88 89 39-40

E-Mail: kontakt@toprostep.de

Mehr erfahren



TOPRO Step

Ihr Vertriebspartner/Händler:

TOPRO Step

auch in Ihrer
Nähe



Bundesweite Abdeckung

durch **Kundenservice**
und **Produktexperten**

Design und Herstellung in
Norwegen. TOPRO bürgt für
höchste Qualität und bietet bis
zu 5 Jahre erweiterte Garantie.

